

Aspirador de secreciones

9E-A



Teléfono Fijo: 607-6986037

Mantenimiento: 316 2810627

Asistencia 24H: 322 2805312

Descripción general del equipo



Instrucciones de uso

1. Verificación de insumos: Verifique que cuente con manguera de succión, vaso de succión, manguera de filtro antibacteriano y filtro antibacteriano.
2. Verificación de mangueras: Verifique que las mangueras cortas transparentes se encuentren conectadas al filtro antibacteriano. De no ser así, conecte las mangueras en cada extremo, al niple de salida del equipo y al conector de vacío de vaso (conector OUT).
3. Conexión de manguera de succión a la tapa de vaso: La manguera de succión se debe conectar a la tapa del vaso en el conector IN (conector de paciente).
4. Encendido: Pulse el botón verde para encender el equipo. 5. Puesta en marcha del equipo: Al encender el equipo gire la perilla hacia la derecha hasta el nivel máximo y puede comenzar a utilizar la manguera para la succión de secreciones.
5. Apagado del equipo: Al finalizar el proceso de succión, gire la perilla hacia la izquierda y presione el botón verde para apagar el equipo.

Recomendaciones de uso

- No usar el equipo en ambientes de temperatura elevada.
- Las aspiraciones no deben durar más de 30 minutos (Dejar descansar por 30 minutos).
- Ubicar el equipo en una superficie plana.
- Evite los golpes al vacuómetro (reloj).
- Apenas termine de utilizar el equipo, por favor desinfecte y esterilice los insumos utilizados.

Recepción de la guía de manejo rápido

Firma paciente: _____

Cédula paciente: _____

Recuerde que al momento en que se le entrega el equipo, el responsable firma un pagaré el cual se hará efectivo en caso de que el equipo presente algún tipo de daño generado por mal uso.

