

Cilindro portátil



Fijo: (607) 6986037
Recargas: 3166942314

Mantenimiento: 3162810627
Asistencia 24H: 322 280 5312

Partes del cilindro



Antes de usar...

- Mantenga su cilindro portátil lejos de estufas, chimeneas, fósforos, encendedores, equipo de calefacción o cualquier otra fuente de calor.
- No permita llamas abiertas, chispas o cigarrillos en la habitación donde se usa el oxígeno.
- El usuario de este oxígeno no debe usar productos a base de petróleo, cremas, lociones en la cara o nariz o aerosoles como sprays para el cabello o pintura.

Mantenga el cilindro apoyado correctamente en el suelo y de forma vertical. Si le es posible átelo para evitar su caída.

Cómo usar el cilindro portátil

1. Tome el cilindro, apoyelo firmemente y tome el regulador de **yugo** que usará junto con el cilindro para el suministro. Verifique que este regulador cuente con un empaque para evitar fugas durante el suministro.
2. Asegúrese de que la perilla del regulador esté en cero y localice los dientes que encajarán en los agujeros para alineación presentes en la base de la válvula.
3. Gire el mango en T de forma que pueda introducir en el regulador la válvula y llave del cilindro, encaje los dientes del regulador en los agujeros de la válvula y manteniendo el nivel horizontal del regulador, ajústelo cerrando el mango en T.

Cómo usar el cilindro portátil

4. Con el regulador ajustado firmemente, use la perilla del mismo para establecer la dosis a la cual se suministrará el oxígeno. Se recomienda que el valor establecido sea la mitad del valor formulado por el médico tratante, por ejemplo, si el usuario fue formulado a 2 LPM (Litros por minuto), la perilla debe marcar 1.

5. Tome la llave y gírela hacia la derecha para abrir el cilindro, para cerrarlo, debe girarla hacia la izquierda. En caso de que su cilindro no cuente con este segmento, solicite una llave plástica, abrir el cilindro con algo distinto puede dañarlo en su totalidad.

Cómo usar el cilindro portátil

Llave plástica. Para abrir el cilindro con ella, debe encajar el orificio de la llave señalado con la base de la llave metálica original ubicada en el extremo de la válvula.



6. Ubique en el niple metálico o plástico del regulador la cánula nasal que se le fue entregada por la empresa junto con sus insumos.

Advertencias y recomendaciones

- Recuerde que el oxígeno en el cilindro es considerado un medicamento. Aumentar la dosis sin consultar un médico contribuye a una sobremedicación que puede perjudicar la salud del paciente.
- Hasta que su cilindro no esté completamente vacío, la empresa no realizará una recarga del mismo.
- El gas u oxígeno dentro del cilindro tiene una caducidad de un año. Una vez este tiempo expire según lo indicado en las etiquetas, comuníquese a la línea nacional de recargas (3166942314)
- Si su cilindro portátil no cuenta con válvula y no le hacen entrega de una llave plástica, solicítela a la línea de mantenimiento (3162810627).